

Désignation

- Bain de sable ST92-2

Référence

- 958596

Unité de vente : 1



---

**Description**

- Pour un fonctionnement en continu. Bain de sable électrique avec contrôle de température par thermostat. Puissance de chauffe réglable de 10 à 100%.
- En aluminium anodisé. Excellente répartition de température sur toute la surface chauffante. Sans amiante.
- Boîtier en acier inox d'une hauteur de 50 mm vissé directement sur la plaque, partie centrale laquée. Pieds réglables en hauteur.
- Cordon de raccordement d'environ 1,7 m. Alimentation 230V, Puissance 3300 W, livré avec prise de protection.
- Min. RT + 50°C
- Température de fonctionnement maxi. °C 300
- Plaque chauffante : 440 x 590 mm
- Dimensions (l x p x h) : 442 x 592 x 220 mm
- Poids net : 28 kg

