

RAPPORT DE SERVICE

Numéro de dossier	Code d'activité	Type d'opération	Date d'intervention demandée	Modèle	Numéro de Série
WO-01112992	Billable PM	Billable	04/02/2021 11:53	SPECTRUM65L125100I	00000000000084620
Ingénieur	Numéro de contrat		Date d'expiration	Ident. Equipement	Ident. Système
Marcet, Philippe			N/A	N/A	N/A
UDI Nombre					
N/A					
Adresse d'Intervention			Adresse de facturation		
GENERAL MOTORS (ANCT POWERTRAI 81 RUE DE LA ROCHELLE/BP 3381 RUE D STRASBOURG CEDEX FR 67026 FR			PUNCH POWERGLIDE STRASBOURG		
Contact Client	Téléphone	Fax	Email	Bon de commande n°	
NORBERT CASSAN	03 88 55 87 05	N/A	norbert.cassan@punchpowerglide.com	4500062368	



Description d'activités		
Maintenance Préventive à la demande client		
Date de début	Date de fin	Description d'activités
10/03/2021	10/03/2021	Maintenance à la demande client. Visite de Maintenance suivant Protocol de Maintenance Préventive (CF. Rapport de Visite joint). Dépoussiérage et nettoyage, control divers. Remplacement des desiccants, Purge azote. Test avec llnstall et Polystyrène Etalon : CONFORME. Cristal Geranium en mauvais état (Prévoir remplacement).
09/03/2021	09/03/2021	Déplacement

Outils utilisés					
Quantité	Outil étalonné	Description	Numéro de Série	Date dernier étalonnage	Date prochain étalonnage
*** Pas d'outil calibré ***					

Matériel utilisé							
Référence pièce	Description pièce	Note	Numéro de série/Lot	Quantité	Prix unitaire	Remise	Prix Total
SV000206	Prisse en Charge Administrative	Prisse en Charge Administrative	N/A	1	€ 175.00	N/A	€ 175.00
SV000080	MAINTENANCE SP65	MAINTENANCE SP65	N/A	1	€ 1,335.00	N/A	€ 1,335.00

Heures de MO							
Référence pièce	Description pièce	Date de début	Quantité	Prix unitaire	Remise	Prix Total	
SV000003	Service F.O.C. Labour	10/03/2021	4	N/A	N/A	N/A	
SV000004	Service F.O.C. Travel	09/03/2021	4	N/A	N/A	N/A	

Total Hors Taxes € 1,510.00

Intervention terminée (Oui, Non)	Signature Client	Signature PerkinElmer
O <input checked="" type="checkbox"/> Oui N <input type="checkbox"/> Non		
Document de PM/OQ laissé au client (Oui, Non)	(optional)	(optional)
O <input checked="" type="checkbox"/> Oui N <input type="checkbox"/> Non	Please Date and Sign	10/03/2021 Marcet, Philippe

Conditions générales
Reconnaissance du client de la réparation/remplacement mentionnée ci-dessus Conditions particulières: Ce document n'est pas une facture Les taxes seront appliquées à la facture selon la réglementation en cours

