

CONSTAT DE VERIFICATION N° 2023-CVLS-0002

MATÉRIEL:

Désignation : Incubateur
Constructeur / Fabricant : MEMMERT
Type : IN260 - N° de série : D618.0198
N° inventaire : P2310-0020

MOYEN DE VÉRIFICATION:

Désignation : Thermomètre
Constructeur / Fabricant : Radio Spares
Type : RS-40 - N° de série : 220726391

MÉTHODE DE VÉRIFICATION :

Le moyen de vérification est placé au centre et à mi-hauteur du volume de travail
Le temps de stabilisation sera de 30 minutes
Le temps de la vérification sera 15 minutes
Humidité relative : $50\% < HR < 60\%$
Pression atmosphérique : 1015 hPa


Relevé de mesures :

| | Consigne | Lecture appareil | Lecture étalon | Conclusion |
|-----|----------|------------------|----------------|------------|
| T1 | 37,0°C | 37,0°C | 37,0°C | Conforme |
| T2 | NA | NA | NA | NA |
| rH1 | NA | NA | NA | NA |
| rH2 | NA | NA | NA | NA |
| CO2 | NA | NA | NA | NA |
| V1 | NA | NA | NA | NA |
| V2 | NA | NA | NA | NA |

Massy, le mercredi 6 décembre 2023

Rédacteur :

Stéphane ANGUILLAUME
Ingénieur SAV - Frigoriste



Revu par :

Franck BRUNO
Directeur

